

THORACIC AND LUNG SURGERY INSTRUMENTS

Precision Tools for Thoracic Specialists



Rippenscheren
Rib shears

Costotomes
Costótomos
Costotomi



1:2

220 mm – 8 ¾ "

15-101-220



190 mm – 7 ½ "

15-102-190

230 mm – 9 "

15-102-230



GLUCK

220 mm – 8 ¾ "

15-103-220



STILLE 1:2

210 mm – 8 ¼ "

15-107-210

Rippenscheren
Rib shears

Costotomes
Costótomos
Costotomi



BRUNNER

1:3

320 mm – 12 ½"	15-108-280	15-109-280
----------------	------------	------------

für die rechte Hand
for the right hand
pour la main droite
para la mano derecha
per la mano destra

für die linke Hand
for the left hand
pour la main gauche
para la mano izquierda
per la mano sinistra



1:3

SAUERBRUCH-FREY

360 mm – 14 ¼"	15-110-360
----------------	------------

Rippenscheren
Rib shears

Costotomes
Costótomos
Costotomi



1:3
SAUERBRUCH

260 mm – 10 3/4" 15-111-260



1:3
BETHUNE

340 mm – 13 1/2" 15-112-340



1:3
GIERTZ-STILLE

270 mm – 10 3/4" 15-113-270




1:3
LEBSCHÉ

245 mm – 9 3/4" 15-114-245

Rippensperrer
Rib retractors

Ecarteurs des côtes
Separadores costales
Divaricatori costali



FINOCHIETTO

	a	b	c	d
15-115-250	65 mm	70 mm	200 mm	140 mm
	45 mm	65 mm		

für Erwachsene, mit 2 Paar auswechselbaren Valven, rostfrei
for adults, with 2 pairs of interchangeable blades, stainless steel
pour adultes, avec 2 paires de valves interchangeables, inoxydable
para adultos, con 2 pares de valvas intercambiabiles, inoxidable
per adulti, con 2 paia di valve, intercambiabili, inossidabile



BABY-HAIGHT

	a	b	c	d
15-116-090	28 mm	30 mm	85 mm	70 mm

rostfrei
stainless steel
acier inoxydable
acero inoxidable
acciaio inossidabile


Rippensperrer

Rib retractors

Ecarteurs des côtes

Separadores costales

Divaricatori costali



FINOCHIETTO-BABY

	a	b	c	d
15-117-750	14 mm	15 mm	75 mm	55 mm

rostfrei

stainless steel
acier inoxydable
acero inoxidable
acciaio inossidabile



FINOCHIETTO



	a	b	c	d
15-118-001	40 mm	40 mm	165 mm	110 mm
15-118-002	45 mm	65 mm	200 mm	140 mm
15-118-003	70 mm	65 mm	250 mm	140 mm

rostfrei

stainless steel
acier inoxydable
acero inoxidable
acciaio inossidabile

Rippensperrer
Rib retractors

Ecarteurs des côtes
Separadores costales
Divaricatori costali



TUFFIER

	a	b	c	d
15-119-000	50 mm	45 mm	165 mm	110 mm

rostfrei
stainless steel
acier inoxydable
acero inoxidable
acciaio inossidabile



DE BOER (STERNAL)

	a	b	c	d
15-120-000	30 mm	100 mm	210 mm	185 mm

rostfrei
stainless steel
acier inoxydable
acero inoxidable
acciaio inossidabile


Rippensperrer

Rib retractors

Ecarteurs des côtes

Separadores costales

Divaricatori costali



DE BAKEY

	a	b	c	d
15-121-000	30 mm	30 mm	150 mm	180 mm
	40 mm	40 mm		
	50 mm	50 mm		

für Kinder, mit 3 Paar auswechselbaren Valven, rostfrei

for children, with 3 pairs of interchangeable blades, stainless steel

pour enfants, 3 paires de valves, interchangeables, inoxydable

para niños, 3 pares de valvas intercambiables, inoxidable

per bambini, 3 paia di valve intercambiabili, inossidabile

	a	b
15-121-300	30 mm	30 mm
15-121-400	40 mm	40 mm
15-121-500	50 mm	50 mm
15-121-660	66 mm	66 mm

Valven-Paar, rostfrei

Pair of blades, stainless steel

Paire de valves, acier inoxydable

Par de valvas, acero inoxidable

Paia di valve, acciaio inossidabile



	15-121-090
--	------------

Sperrer allein

retractor only

ecarteur seul

separador suelto

divaricatore solo


Rippensperrer

Rib retractors

Ecarteurs des côtes

Separadores costales

Divaricatori costali



DE BAKEY

	a	b	c	d
15-122-000	30 mm	30 mm	200 mm	225 mm
	50 mm	80 mm		
	60 mm	60 mm		

für Erwachsene, mit 3 Paar auswechselbaren Valven, rostfrei

for adults, with 3 pairs of interchangeable blades, stainless steel

pour adultes, 3 paires de valves, interchangeables, inoxydable

para adultos, 3 pares de valvas intercambiables, inoxidable

per adulti, 3 paia di valve intercambiabili, inossidabile

	a	b
15-122-300	30 mm	30 mm
15-122-400	40 mm	100 mm
15-122-500	50 mm	80 mm
15-122-600	60 mm	60 mm
15-122-660	66 mm	66 mm
15-122-800	80 mm	60 mm

Valven-Paar, rostfrei

Pair of blades, stainless steel

Paire de valves, acier inoxydable

Par de valvas, acero inoxidable

Paia di valve, acciaio inossidabile



	15-122-220
--	------------

Sperrer allein

retractor only


ecarteur seul

separador suelto

divaricatore solo

Rippensperrer
Rib retractors

Ecarteurs des côtes
Separadores costales
Divaricatori costali



MERCEDES THORAXSPERRER

	a	b	c	d
15-123-001	45 mm	68 mm	285 mm	185 mm
	70 mm	75 mm		

für Erwachsene, mit 2 Paar auswechselbaren Valven mit Kugelschnellverschluss, rostfrei
for adults, with 2 pairs of interchangeable blades with ball snap system, stainless steel
pour adultes, avec 2 paires de valves interchangeables fermeture à boules, inoxydable
para adultos, con 2 pares de valvas intercambiables fijación con bolas, inoxidable
per adulti, con 2 paia di valve intercambiabili, inossidabile

	a	b
15-123-003	45 mm	68 mm
15-123-004	70 mm	75 mm

Valven-Paar, rostfrei
Pair of blades, stainless steel
Paire de valves, acier inoxydable
Par de valvas, acero inoxidable
Paia di valve, accaio inossidabile

15-123-001

Sperrer allein
Retractor only
Ecarteur seul
Separador sólo
Divaricatore solo

i.M.A. Thoraxsperrer
Thoracic and I.M.A. retractor

Ecarteur thoracique et I.M.A.
Separador torácico e I.M.A.
Divaricatore per il torace ed I.M.A.



MAMMARIA-SPREIZER

	a	b	c	d
15-124-000	55 mm	100 mm	170 mm	130 mm

mit abnehmbarer Kippvalve und Stellschraube zum Anheben der Brustwand bei der Mammaria-Dissektion, rostfrei
with detachable tilting IMA-blade and set-screw to lift the sternal margin for the dissection of the IMA, stainless steel
avec valve mobile, démontable, écrou pour soulever le thorax pendant des dissections IMA, inoxydable
con valva móvil y desmontable, rosca para levantar el tórax durante la disección IMA, inoxidable
con valve smontabili e vite di fissaggio per alzare lo sterno per dissezione IMA, inossidabile

Lungenspatel – Rippenkonraktoren
Lung spatula – Rib contractors

Spatules pulmonaires – Rapprocheurs
Espátula pulmonar – Aproximadores para costillas
Spatole per polmone – Approssimatori costali



ALLISON

300 mm – 12 "	15-125-300
320 mm – 12 ½ "	15-126-000



BAILEY-BABY

1:2

140 mm – 5 ½ "	15-127-140
----------------	------------



BAILEY

1:2

160 mm – 6 ¼ "	15-128-160
----------------	------------

Rippenkonraktoren

Rib contractors

Rapprocheurs

Aproximadores para costillas

Approssimatori costali



LEMMON

145 mm – 5 ¾ "	15-129-140
180 mm – 7 "	15-129-180



BAILEY-GIBBON

1:2

160 mm – 6 ¼ "	15-130-160
----------------	------------



SELLORS

1:2

190 mm – 7 ½ "	15-131-190
----------------	------------


Rippensperrer

Rib retractors

Ecarteurs des côtes

Separadores costales

Divaricatori costali



BURFORD 8"

Aluminium				
	a	b	c	d
15-132-001	45 mm	62 mm	165 mm	200 mm
	65 mm	62 mm		

für Erwachsene, mit 2 Paar auswechselbaren Valven
for adults, with 2 pairs of interchangeable blades
pour adultes, avec 2 paires de valves interchangeables
para adultos, con 2 pares de valvas intercambiables
per adulti, con 2 paia di valve intercambiabili

BURFORD "10

Aluminium				
	a	b	c	d
15-132-002	45 mm	62 mm	250 mm	200 mm
	65 mm	62 mm		

für Erwachsene, mit 2 Paar auswechselbaren Valven
for adults, with 2 pairs of interchangeable blades
pour adultes, avec 2 paires de valves interchangeables
para adultos, con 2 pares de valvas intercambiables
per adulti, con 2 paia di valve intercambiabili

BURFORD "12

Aluminium				
	a	b	c	d
15-132-003	45 mm	62 mm	290 mm	200 mm
	62 mm	62 mm		

für Erwachsene, mit 2 Paar auswechselbaren Valven
for adults, with 2 pairs of interchangeable blades
pour adultes, avec 2 paires de valves interchangeables
para adultos, con 2 pares de valvas intercambiables
per adulti, con 2 paia di valve intercambiabili

BURFORD

Aluminium				
	a	b	c	d
15-133-001	30 mm	42 mm	130 mm	117 mm
	41 mm	42 mm		

für Kinder, mit 2 Paar auswechselbaren Valven
for children, with 2 pairs of interchangeable blades
pour enfants, avec 2 paires de valves interchangeables
para niños, con 2 pares de valvas intercambiables
per bambini, con 2 paia di valve intercambiabili




Rippensperrer

Rib retractors

Ecarteurs des côtes

Separadores costales

Div ricicatori costali



FINOCHIETTO

Aluminium				
	a	b	c	d
15-134-001	40 mm	45 mm	135 mm	110 mm

kleines Modell, auch für Kinder geeignet

small size, for children too

petit modèle, également pour enfants

modelo pequeño, también para niños

modello piccolo, pure per bambini

FINOCHIETTO

Aluminium				
	a	b	c	d
15-134-002	52 mm	65 mm	175 mm	140 mm

mittleres Modell, für Erwachsene

medium size, for adults

moyen modèle, pour adultes

modelo medio, para adultos

modello medio, per adulti

FINOCHIETTO

Aluminium				
	a	b	c	d
15-134-003	85 mm	65 mm	175 mm	140 mm


grosses Modell, für Erwachsene

large size, for adults

grand modèle, pour adultes

modelo grande, para adultos

modello grande, per adulti



FINOCHIETTO-
INFANT

Aluminium				
	a	b	c	d
15-135-010	27 mm	30 mm	95 mm	80 mm

für Kinder

for children

pour enfants

para niños

per bambini

FINOCHIETTO-
BABY-HAIGHT

Aluminium				
	a	b	c	d
15-136-750	15 mm	15 mm	75 mm	55 mm

für Säuglinge

for infants

pour nourissons

para lactantes

per lattanti


Rippensperrer

Rib retractors

Ecarteurs des côtes

Separadores costales

Divaricatori costali



COOLEY

Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-090	35 mm	100 mm	180 mm	180 mm

für Erwachsene

for adults
pour adultes
para adultos
per adulti

COOLEY

Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-095	35 mm	115 mm	230 mm	205 mm

extra gross, für Erwachsene

extra large, for adults
extra grand, pour adultes
extra grande, para adultos
extra grande, per adulti

COOLEY

Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-030	21 mm	44 mm	150 mm	145 mm

für Erwachsene, Standardgröße, modifiziert

for adults, standard size, modified
pour adultes, standard, modifié
para adultos, estandard, modificado
per adulti, standard, modificato

COOLEY


Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-020	15 mm	30 mm	140 mm	110 mm

für Kinder, modifiziert

for children, modified
pour enfants, modifié
para niños, modificado
per bambini, modificato

Rippensperrer
Rib retractors

Ecarteurs des côtes
Separadores costales
Divaricatori costali



COOLEY


Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-070	30 mm	35 mm	140 mm	110 mm

für Kinder
for children
pour enfants
para niños
per bambini

COOLEY

Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-060	20 mm	25 mm	100 mm	80 mm

für Säuglinge
for infants
pour nourissons
para lactantes
per lattanti



1:1



1:1


COOLEY

Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-000	12mm	15 mm	70 mm	55 mm

für Neugeborene
for newbornes
pour nouveau-nés
para recién nacidos
per neonati

Rippensperrer
Rib retractors

Ecarteurs des côtes
Separadores costales
Divaricatori costali



COOLEY

Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-115	15 mm	30 mm	115 mm	80 mm

für Kinder, Sternotomiespreizer, leicht aber trotzdem kräftig
for children, sternal spreader, light-weight but sturdy
pour enfants, écarteur sternal, léger mais fort
para niños, separador e sternal, ligero y fuerte
per bambini, divaricatore sternale, leggero ma forte

COOLEY

Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-010	12 mm	17 mm	95 mm	55 mm

für Neugeborene
for newbornes
pour nouveau-nés
para recién nacidos
per neonati

COOLEY

Aluminium				
	a	b	c	d
15-137-050	15 mm	20 mm	100 mm	80 mm

für Säuglinge, Sternotomiespreizer mit Dornen
for infants, sternal spreader with prongs
pour nourissons, écarteur sternal avec poinçons
para lactantes, separador e sternal con espigas
per lattanti, divaricatore sternale con spine


Rippensperrer

Rib retractors

Ecarteurs des côtes

Separadores costales

Divaricatori costali



MORSE STERNAL

Aluminium				
	a	b	c	d
15-138-001	20 mm	20 mm	155 mm	120 mm

mit 2 Paar beweglichen Valven, für Kinder, Biegung der Spreizarme zwischen den Valven

with 2 pairs movable blades, for children, arms curved between blades

avec 2 paires de valves mobiles, pour enfants, courbure entre les valves

con 2 pares de valvas móviles, para niños, curvado entre las valvas

con 2 paia di valve mobili, per bambini, branche curvate

MORSE STERNAL

Aluminium				
	a	b	c	d
15-138-002	20 mm	28 mm	210 mm	155 mm

mit 2 Paar beweglichen Valven, für Erwachsene, Biegung der Spreizarme zwischen Zahnstange und Valven

with 2 pairs movable blades, for adults, arms curved between rack and blades

avec 2 paires de valves mobiles, pour adultes, courbure entre la base et les valves

con 2 pares de valvas móviles, para adultos, curvado entre la base y las valvas

con 2 paia di valve mobili, per adulti, branche curvate

MORSE STERNAL

Aluminium				
	a	b	c	d
15-138-003	40 mm	28 mm	155 mm	120 mm

mit 2 Paar beweglichen Valven, für Kinder, Biegung der Spreizarme zwischen Zahnstange und Valven

with 2 pairs movable blades, for children, arms curved between rack and blades

avec 2 paires de valves mobiles, pour enfants, courbure entre la base et les valves

con 2 pares de valvas móviles, para niños, curvado entre la base y las valvas

con 2 paia di valve mobili, per bambini, branche curvate

Rippensperrer

Rib retractors

Ecarteurs des côtes

Separadores costales

Divaricatori costali

MORSE-FAVALORO STERNAL

Aluminium				
	a	b	c	d
15-138-004	40 mm	20 mm	155 mm	175 mm

mit 2 Paar beweglichen Valven, für Erwachsene, Biegung der Spreizarme zwischen den Valven
with 2 pairs movable blades, for adults, arms curved between blades
avec 2 paires de valves mobiles, pour adultes, courbure entre les valves
con 2 pares de valvas móviles, para adultos, curvado entre las valvas
con 2 paia di valve mobili, per adulti, branche curvate

MORSE-FAVALORO STERNAL

Aluminium				
	a	b	c	d
15-138-005	17 mm	22 mm	160 mm	120 mm

mit 2 Paar beweglichen Valven, für Kinder, Biegung der Spreizarme zwischen den Valven
with 2 pairs movable blades, for children, arms curved between blades
avec 2 paires de valves mobiles, pour enfants, courbure entre les valves
con 2 pares de valvas móviles, para niños, curvado entre las valvas
con 2 paia di valve mobili, per bambini, branche curvate